Monurelle®
CBD Óvulos

Monurelle® CBD Óvulos es un producto sanitario a base de Cannabidiol (CBD) y Mirceno para el tratamiento de apoyo de los síndromes genitourinarios femeninos, incluyendo molestias vulvovaginales, irritación, sequedad, atrofia, escozor y las condiciones asociadas a la vulvodinia.

Envase
Monurelle® CBD Óvulos está comercializado en un envase que contiene 10 óvulos.

Dentro de la línea Monurelle® CBD también está disponible el producto Monurelle® CBD Oleogel.

Cómo actúa
Gracias a su alta capacidad bioadhesiva, el producto forma una película protectora que se adhiere a los tejidos, ayudando a mejorar y mantener el trofismo genitourinario. De esta manera, Monurelle® CBD Óvulos promueve la recomposición de las capas epiteliales y del tejido conectivo y reduce progresivamente las molestias percibidas, mejorando el confort local.

La aplicación del producto, que contiene Cannabidiol (CBD) y Mirceno, crea una barrera que limita el contacto con agentes externos potencialmente irritantes, ayudando a reducir la sensibilidad local. Al mismo tiempo, los componentes lipídicos promueven la hidratación de la mucosa, ayudando a mantener la elasticidad del tejido y a prevenir la sequedad.

El tratamiento con Monurelle® CBD Óvulos promueve un entorno protegido e hidratado, reduciendo la irritación y las molestias percibidas, y favorece el bienestar íntimo femenino.

Instrucciones de uso
1 óvulo al día, preferiblemente por la noche antes de acostarse, o según le indique su médico.

1. Lavarse bien las manos y realizar una adecuada higiene íntima.
2. Separar un óvulo del blíster tirando a lo largo de la línea de corte.
3. Sujetar las dos aletas de plástico y tirarlas suavemente, sin abrir completamente el envoltorio.
4. Extraer delicadamente el óvulo del envoltorio.
5. Sujetar el óvulo con la punta de los dedos, preparándolo para su inserción en la vagina.
6. Preferiblemente en posición supina, estando acostada boca arriba y con la espalda en contacto con la superficie de apoyo. Insertar el óvulo suavemente en la vagina procurando que llegue lo más profundo posible. Se recomienda permanecer tumbada para optimizar la acción del producto y evitar posibles fugas.

Ingredientes
Glicéridos, C10-18 (Glicéridos C12-18), Cannabidiol (CBD 5%), Mirceno.

Efectos adversos
No se conocen efectos adversos derivados del uso de Monurelle® CBD Óvulos.

Advertencias y precauciones de uso
El producto está destinado a mujeres en edad fértil, menopausia y posmenopausia, exclusivamente para un uso individual y no debe compartirse.

El producto no ha sido evaluado durante el embarazo y la lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, consulte al médico antes de usarlo.

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar en caso de hipersensibilidad a cualquiera de los ingredientes.
- No aplicar sobre mucosa dañada.
- Si el malestar persiste o si se presentan efectos adversos indeseados, consulte a su médico.
- Notificar de forma inmediata al fabricante o al Sistema Español de Vigilancia de Productos Sanitarios en caso de cualquier efecto adverso grave asociado al uso de este producto sanitario.
- No utilizar si el envase está dañado.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos: aclarar con abundante agua y, si es necesario, consulte a su médico.
- Tras la aplicación, puede quedar un residuo blanquecino e inodoro, debido a la composición del producto. Esto no afecta la eficacia del tratamiento.

Si no se observan mejoras en un plazo de 30 días o si los síntomas empeoran, es recomendable consultar con su médico.

Posibles interacciones
Actualmente no se conocen interacciones entre el producto y medicamentos u otros productos sanitarios.
Sin embargo, en caso de uso concomitante, continuado y prolongado de medicamentos, en particular anticoagulantes, antiagregantes o fármacos sedantes se recomienda consultar al médico antes de la aplicación del producto.

Conservación
Conservar en un lugar seco y a temperatura ambiente, entre 5°C y 25°C.

Lote y caducidad
El número de lote y la fecha de caducidad están indicados en la parte inferior del tubo y en la base del envase exterior.

Fabricado por
Agorà Pharma Srl
Piazza Duomo, 20
20122 Milán – Italia

Distribuido por
Zambon S.A.U.
Maresme, 5. Polígono Can Bernades-Subirà
08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
España

MD
REF MM004
5° C 25° C

Monurelle®
CBD Óvulos

Monurelle® CBD Óvulos é um dispositivo médico à base de Canabidiol (CBD) e Mirceno para o tratamento complementar de síndromes geniturinárias femininas, incluindo desconforto vulvovaginal, irritação, secura, atrofia, ardor e condições associadas à vulvodinia.

Embalagem
Monurelle® CBD Óvulos encontra-se disponível em embalagem com 10 óvulos.

A gama Monurelle® CBD inclui também Monurelle® CBD Oleogel.

Como atua
Graças à sua elevada capacidade bioadesiva, o produto forma uma película protetora que adere aos tecidos, ajudando a melhorar e a manter o trofismo geniturinário. Desta forma, Monurelle® CBD Óvulos promove a recomposição das camadas epiteliais e do tecido conjuntivo e reduz progressivamente o desconforto percecionado, melhorando o conforto local.

A aplicação do produto, que contém Canabidiol (CBD) e Mirceno, cria uma barreira que limita o contacto com agentes externos potencialmente irritantes, ajudando a reduzir a sensibilidade local. Ao mesmo tempo, os componentes lipídicos promovem a hidratação da mucosa, ajudando a manter a elasticidade dos tecidos e prevenindo a secura.

O tratamento com Monurelle® CBD Óvulos promove um ambiente protegido e hidratado, reduzindo a irritação e o desconforto percecionado, e contribui para o bem-estar íntimo feminino.

Instruções de uso
Um óvulo por dia, de preferência à noite, antes de dormir, ou segundo indicação médica.

1. Lave bem as mãos e pratique uma higiene íntima adequada.
2. Separe um óvulo puxando ao longo da linha picotada.
3. Segure as duas abas de plástico e puxe-as suavemente, sem abrir completamente o invólucro.
4. Retire o óvulo do invólucro com cuidado.
5. Segure o óvulo com a ponta dos dedos para o preparar para a inserção vaginal.
6. De preferência deitada de costas, introduza o óvulo suavemente na vagina, o mais profundamente possível. Recomenda-se que permaneça deitada de costas para otimizar a ação do produto e evitar fugas acidentais.

Ingredientes
Glicéridos, C10-18 (Glicéridos C12-18), Canabidiol (CBD 5%), Mirceno.

Efeitos adversos
Não são conhecidos efeitos adversos com o uso de Monurelle® CBD Óvulos

Advertências e precauções
O produto destina-se a mulheres em idade fértil, menopáusicas e pós-menopáusicas, apenas para uso individual e não deve ser partilhado.

O produto não foi avaliado durante a gravidez e amamentação. Se estiver grávida ou a amamentar, consulte o seu médico antes de utilizar.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não utilizar se tem hipersensibilidade a qualquer um dos ingredientes.
- Não utilizar em mucosas lesionadas.
- Se o desconforto persistir ou se apresentar quaisquer efeitos secundários indesejados, consulte o seu médico.
- Comunique imediatamente qualquer incidente grave associado à utilização deste dispositivo médico ao fabricante ou ao INFARMED.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não utilizar após o prazo de validade indicado na embalagem.
- Não ingerir.
- Evitar o contacto com os olhos. Em caso de contacto com os olhos: lave abundantemente com água e, se necessário, consulte um médico.
- Após a aplicação, pode existir um resíduo esbranquiçado e inodoro, atribuível à composição do produto. Isto não altera a eficácia do tratamento.

Caso não haja melhoras em 30 dias ou se os sintomas se agravarem, é sempre recomendável consultar o seu médico.

Possíveis interações
Atualmente, não são conhecidas interações entre o produto e medicamentos ou outros dispositivos médicos.

No entanto, em caso de utilização concomitante, contínua ou prolongada de medicamentos, particularmente anticoagulantes, antiagregantes plaquetários ou sedativos, é recomendável consultar o seu médico antes de utilizar o produto.

Conservação
Conservar em local seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 25°C.

Lote e validade
O lote e a data de validade encontram-se impressos no invólucro de cada óvulo e na parte inferior da embalagem exterior.

Fabricado por
Agorà Pharma Srl
Piazza Duomo, 20
20122 Milão - Itália

Distribuído por
Zambon – Produtos Farmacêuticos, Lda.
Rua Comandante Enrique Maya, 1
1500-192 Lisboa – Portugal

MD
REF MM004
5° C 25° C
ECOPONTO AZUL

Zambon